#### **Dermopenworld**

デジタルパネル

針の深度(0.2mm~3.0mm)の調整 針の振動スピード(4段階)最大120回/秒 の調整





# ダーマペン4とは

- ▶ダーマペン4を使って皮膚に極めて小さな穴を開けることで、皮膚が傷を治す力(自然治癒力)を働かせて、元の状態に戻そうとします。皮膚の傷が治るまでに、真皮(皮膚の表面の一層下の部分)の中で、皮膚を美しく保つために必要な、コラーゲンやエラスチンなどが新たにつくり出されていきます。これにより、ハリのあるお肌、プルプルとし皮膚が再生され、シワやタルミへの改善効果も期待できるのです。
- ▶また、ダーマペン4で開けた多数の小さな穴に、お肌のうるおいやルグを取り戻すような「ヒアルロン酸」「成長因子」を含む成分を浸透させることで、より美しい肌の再生を促します。
- ▶一回の施術で効果を実感できる方も見えます。ダーマペンは、繰り返し 治療を行うとより効果が高くなります。1ヶ月毎に施術を受けると、効 果が長く続きます。



## ダーマペン作用機序






Growth Factor







Collagen induction



Fibroblast proliferation



創傷



出血 出血後



炎症反応



成長因子の産出



線維芽細胞の増殖



コラーゲン・エラスチンの生成

ダーマペンのそもそもの目的は、コラーゲ ン生成を引き起こし、血管新生を促すこと で、創傷治癒、肌再生を叶えることである そのためには、点状出血するくらいの施術 が必要となります。

# このような悩みの方にお勧めです

- ニキビを治したい
- ニキビ跡の凹凸が気になる
- 毛穴の開き、くすみが気になる
- シミ、シワ、たるみが気になる

# 使用目的

Dermapen 4™は皮膚に小孔チャネルを作成するデジタル自動マイグワーニードリングシステムです。天然のコラーゲン及びエラスチンの産生を促進する作用があると同時に、表皮を完全な状態に保ちます。

Dermapen 4™は種々の有効成分の注入により、肌の引き締め、リフトアップ及び活性化を助けます。このほか、にきび痕、小じわ、しわ、毛穴の開き、妊娠線及びストレッチマークの改善に適しています。他の施術と併用して、脱毛症の改善にも使用できます。

Dermapen 4™は身体に備わる治癒力や再生能力を高め、活性化します。



\*写真提供: Carly Knowles、Bella Pelle Clinic ゴールドコースト(オーストラリア)

### ダーマペンとDp DermaceuticalsのMeso-Glide

### **Dermobenworld**



\*写真提供: Marie Hansson, Hudvårdssalongen、ティーレソー(スウェーデン)

## 施術の流れ

- ▶ 施術に先立ち、アイメイク、リップメイク及びフェースメイクを落としておきます。必要に応じて適切な消毒薬で消毒することもあります。
- ▶ 施術部位に表面局所麻酔を施します。表面局所麻酔の所要時間は15 ~20分です。確実に麻酔効果を得るために、麻酔作用が現れるまで プラスチックラップで覆います。
- ▶ 施術部位を6区画に分けて順番にダーマペンによる施術を行います。 所要時間は15~20分です。
- ▶ 施術直後は、専用の冷却マスクで15~20分冷却します。
- ▶ おおよその施術時間は60分を目安にしてください。

- > 杉浦医院では
- ▶麻酔クリーム・ヒアルロン酸薬液・冷却マスク 全て込みでの料金設定です。
- 1回施術30000円
- 初回割引20000円
- 3回券75000円【1回あたり25000円】
- 5回券100000円【1回あたり20000円】